



PATOLOGIA CLINICA AZIENDALE – ASL2 ABRUZZO

ISTRUZIONI OPERATIVE SCOTCH TEST

Ricerca di uova di *Enterobius Vermicularis* (Ossiuri)

Materiale per il prelievo

- Scotch trasparente.
- Vetrino da microscopio (può essere ritirato in laboratorio).

Modalità di prelievo

- Effettuare il prelievo al mattino prima che il paziente si sia lavato e prima della defecazione;
- Preparare il vetrino ben pulito;
- Tagliare un pezzo di scotch lungo 5-6 cm;
- Dilatare delicatamente la zona anale, applicarvi sopra lo scotch e tenere premuto per 3-4 secondi;
- Incollare lo scotch sul vetrino facendolo ben aderire ad esso evitando la formazione di bolle d'aria
- Lavarsi accuratamente le mani (le uova sono infettanti)
- Consegnare il vetrino in laboratorio

In caso di richiesta su tre campioni è consigliabile ripetere l'esame a giorni alterni